


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde5A Para Wb, Elisa - O76074

Número de artículo: CM0028106



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDE5A (fosfodiesterasa específica de cGMP). Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se usa en el estudio de la señalización de cGMP y las vías del óxido nítrico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDE5A Rabbit pAb
Notas / Alias	CN5A; PDE5; CGB-PDE; PDE5A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8654
GeneID	8654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de PDE5A humana (NP_001074.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76074
Peso proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo