

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde6A Para Wb, Elisa - P16499

Número de artículo: CM0027185

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PDE6A (PDEA, RP43) para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. Objetivo: subunidad alfa de la fosfodiesterasa de cGMP de bastones en la transducción visual y la investigación de retinitis pigmentaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDE6A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDEA; RP43; CGPR-A; PDE6A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5145
ID de Gen	5145
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16499
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo