

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde6B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35913

Número de artículo: CM0027841

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PDE6B de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con la PDE6B humana, de ratón y de rata, una enzima clave en la fototransducción. Ideal para investigación en visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDE6B Rabbit pAb
Notas/Alias	rd1; PDEB; RP40; CSNB3; CSNBAD2; GMP-PDEbeta; PDE6B
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5158
GeneID	5158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de la PDE6B humana (NP_001138763.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35913
Peso molecular de la proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo