

Anticuerpo Policlonal Anti-Pde6D Para Wb, If/Icc, Elisa - O43924

Número de artículo: CM0016962



Introducción

El anticuerpo policlonal PDE6D de CamelBio (pAb de conejo) validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el tráfico de proteínas preniladas y la orientación ciliar en investigación y diagnóstico. Abastecimiento de materias primas para IVD todo en uno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDE6D pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PDED; JBTS22; PDE6D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5147
ID de Gen	5147
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 del PDE6D humano (NP_002592.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43924
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo