

Anticuerpo Policlonal Anti-Pde7A Para Wb Y Elisa - Q13946

Número de artículo: CM0016459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad y específico para la fosfodiesterasa 7A de cAMP, validado para aplicaciones de WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización del cAMP y la biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDE7A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCP1; PDE7; PDE7A
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5150
ID del gen	5150
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 345-456 de PDE7A humana (NP_002594.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13946
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo