


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde8A Para Wb, Elisa - O60658

Número de artículo: CM0017232



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PDE8A humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre señalización por AMPc y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDE8A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HsT19550, PDE8A
Especie	Humano
GeneID (humano)	5151
GeneID	5151
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la PDE8A humana (NP_002596.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60658
Peso molecular de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo