


Policlonal Anti-Pdf Para Wb Y Elisa - Q9Hbh1

Número de artículo: CM0018048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PDF validado para WB y ELISA en humanos, ratón y rata. Dirige contra la peptida deformilasa mitocondrial para estudios de biosíntesis de proteínas y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDF Rabbit pAb
Notas/Alias	PDF
Especie	Humano
GeneID	64146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 40-243 de la PDF humana (NP_071736.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HBH1
Peso de la Proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo