

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdgfa Para Ihc-P, Elisa - P04085

Número de artículo: CM0021387



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDGFA humano, validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación en desarrollo, proliferación celular y cicatrización de heridas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFA Conejo pAb
Observaciones/Alias	PDGF1; PDGF-A; PDGFA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5154
GeneID	5154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-110 de PDGFA humano (NP_002598.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04085
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo