


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdgfb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01127

Número de artículo: CM0016764



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido a PDGFB humano (subunidad B del factor de crecimiento derivado de plaquetas), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata; detecta una banda de 27 kDa. Útil para estudios de proliferación celular, angiogénesis y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PDGFB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5155
ID del Gen	5155
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 140-241 del PDGFB humano (NP_002599.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P01127
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo