


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdgfb Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01127

Número de artículo: CM0007606



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PDGFB humano (P01127). Adecuado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Validado con un inmunógeno de péptido sintético. Ideal para estudios de proliferación celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PDGFB
Observaciones/alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Especie	Humano
GeneID	5155
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 142-241 de PDGFB humano (NP_002599.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P01127
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo