

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdgfd Para Wb Y Elisa - Q9Gzp0

Número de artículo: CM0019720

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al PDGFD humano (IEGF, SCDGF-B). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación sobre proliferación celular, angiogénesis, cicatrización de heridas y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFD Conejo pAb
Observaciones/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	80310
ID del Gen	80310
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 19-307 del PDGFD humano (NP_079484.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9GZP0
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo