

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdgfd Para Wb, Elisa - Q9Gzp0

Número de artículo: CM0025084

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PDGFD validado para WB y ELISA con reactividad en humanos y ratones. Dirige contra el factor de crecimiento D derivado de plaquetas involucrado en la proliferación celular, migración y angiogénesis. Adecuado para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDGFD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Especie	Humano
ID del gen	80310
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del PDGFD humano (NP_079484.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9GZP0
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo