

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdgfd Para Wb, Elisa - Q9Gzp0

Número de artículo: CM0013058

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PDGFD validado para WB y ELISA. Reacciona con PDGFD humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre proliferación celular, desarrollo y cicatrización de heridas. Q9GZP0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PDGFD
Observaciones/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Especie	Humano
GenelD (humano)	80310
GenelD	80310
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZP0
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo