

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pdgfra Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16234

Número de artículo: CM0010439



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PDGFRa validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce PDGFRa (CD140A) humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 24-528). Ideal para la investigación del cáncer y el desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFRa Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5156
GeneID	5156
Inmunógeno	Proteína recombinante (24-528aa del PDGFRa humano)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16234
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo