

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdgfra/Cd140A () Para Citometría De Flujo - P16234

Número de artículo: CM0009595



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo conjugado con , dirigido contra PDGFR α /CD140a humano y de ratón. Validado para citometría de flujo, ideal para estudios de señalización por receptores tirosina quinasa y desarrollo biológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Humano/Ratón PDGFR α /CD140a de conejo
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Especie	Humano
GeneID	5156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-524 de PDGFR α humano (NP_006197.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16234
Peso molecular de la proteína	24kDa/82kDa/123kDa
Envío	Bolsa de hielo