

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdgfra/Pdgfr Alfa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

Número de artículo: CM0019715



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PDGFR alfa humano (CD140a). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de receptores tirosina quinasa, cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFR alfa pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alfa
Especie	Humano
GeneID (humano)	5156
GeneID	5156
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 896-1059 de PDGFR alfa humano (NP_006197.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16234
Peso Molecular de la Proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo