


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdgfrb Para Wb - P09619

Número de artículo: CM0017703



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDGFRB (P09619) para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDGFRB Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Especie	Humano
GeneID (humano)	5159
ID del gen	5159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-1000 de PDGFRB humano (NP_002600.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09619
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo