


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdgfrb Para Wb, If/Icc, Elisa - P09619

Número de artículo: CM0002852



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PDGFRB humano (CD140B). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Alta especificidad para PDGFRB; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para el estudio de vías de señalización de PDGF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFRB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5159
GeneID	5159
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1000-1106 del PDGFRB humano (P09619).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09619
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo