


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pdgfrb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09619

Número de artículo: CM0020656



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PDGFRB humano (receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre angiogénesis, proliferación celular y señalización del receptor de tirosina quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFRB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5159
ID del Gen	5159
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09619
Peso de la Proteína	124kDa
Envío	Bolsa de hielo