

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdgfrl Para Wb, Elisa - Q15198

Número de artículo: CM0027660

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo PDGFRL (PDGRL/PRLTS) detecta la proteína similar al receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas humana y de ratón, un supresor de tumores. Adecuado para WB y ELISA, 42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFRL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDGRL; PRLTS; PDGFRL
Especie	Humano
GenID (Humano)	5157
GenID	5157
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-205 del PDGFRL humano (NP_006198.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15198
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo