

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Pdha1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08559

Número de artículo: CM0003875



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PDHA1 de alta calidad, validado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Específico para PDHA1 humano, de ratón y rata, una enzima mitocondrial clave que vincula la glucólisis y el ciclo de Krebs. Adecuado para investigación metabólica y estudios de enfermedades.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PDHA1 Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1                                                                                         |
| Especies            | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 5160                                                                                                                                |
| GeneID              | 5160                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del PDHA1 humano (P08559). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P08559                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 43kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |