

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pdha1 Para Wb - P08559

Número de artículo: CM0004488



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para PDHA1 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con PDHA1 de ratón. Se dirige a una enzima mitocondrial clave que une la glucólisis y el ciclo de TCA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDHA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5160
ID de gen	5160
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 248-348 del PDHA1 humano (NP_000275.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08559
Peso proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo