

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdha1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P08559

Número de artículo: CM0018799



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PDHA1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar el complejo de piruvato deshidrogenasa mitocondrial y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDHA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5160
GeneID	5160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-390 del PDHA1 humano (NP_000275.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08559
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo