

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdha2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P35487

Número de artículo: CM0016013

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDHA2, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína mitocondrial de 43 kDa en testículo, adecuada para estudios del complejo piruvato deshidrogenasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDHA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Pdhal; PDHA2
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	5161
ID del gen (ratón)	18598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-391 de PDHA2 de ratón (NP_032837.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P35487
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo