

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdhb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11177

Número de artículo: CM0009566



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PDHB humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación metabólica y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PDHB
Observaciones/Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5162
ID de gen	5162
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 260-359 de la subunidad beta E1 de la piruvato deshidrogenasa humana (P11177).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11177
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo