

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdhb Para Wb Y Elisa - P11177

Número de artículo: CM0026079



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PDHB validado para Western blot y ELISA. Detecta PDHB humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación sobre el complejo piruvato deshidrogenasa, el metabolismo de la glucosa y los trastornos mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5162
ID de Gen	5162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de PDHB humano (NP_000916.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11177
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo