

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdia2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13087

Número de artículo: CM0015289

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDIA2 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta dianas humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar las funciones de chaperona del retículo endoplásmico y de unión a estrógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDIA2 Conejo pAb
Observaciones/Alías	PDI; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64714
GeneID	64714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 326-525 de PDIA2 humano (NP_006840.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13087
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo