

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdia4 - P13667

Número de artículo: CM0027516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PDIA4 (ERP70/ERP72) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre proteína disulfuro isomerasa y estrés reticular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDIA4 Rabbit pAb
Abreviaturas / Nombres alternativos	ERP70; ERP72; ERp-72; PDIA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9601
GeneID	9601
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de PDIA4 humano (NP_004902.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13667
Peso molecular de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo