

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdia6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15084

Número de artículo: CM0009676



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a PDIA6 humano (ERP5/P5), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata; adecuado para estudiar estrés del RE, respuesta a proteínas desplegadas y función plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PDIA6
Observaciones/Alias	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Especie	Humano
ID del Gen	10130
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PDIA6 humano (NP_005733.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15084
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo