


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdk1/Pdpk1 Para Wb Y Elisa - O15530

Número de artículo: CM0023024



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDK1/PDPK1, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de la insulina, la proliferación celular y las vías de supervivencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDK1/PDPK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	5170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 409-556 de PDK1/PDPK1 humano (NP_002604.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15530
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo