

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15119

Número de artículo: CM0012657



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra la PDK2 humana (piruvato deshidrogenasa quinasa 2). Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo y diabetes.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo anti-PDK2                                                                                            |
| Observaciones/Alias | PDHK2; PDKII; PDK2                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 5164                                                                                                               |
| GeneID              | 5164                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 308-407 de la PDK2 humana (Q15119). |
| Origen              | Conejo                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                |
| SWISS               | Q15119                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 39kDa/46kDa                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                     |