

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15119

Número de artículo: CM0026357



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-PDK2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PDK2 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la regulación del metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PDK2
Observaciones/Alias	PDHK2; PDKII; PDK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5164
GeneID	5164
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 128-407 de PDK2 humano (NP_002602.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15119
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo