


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdk3 Para Wb, Elisa - Q15120

Número de artículo: CM0018537



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDK3 humano, validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra la isoenzima 3 de la piruvato deshidrogenasa cinasa mitocondrial, un regulador del metabolismo de la glucosa y la respiración aeróbica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDK3 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Especie	Humano
GeneID (humano)	5165
GeneID	5165
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 137-406 de PDK3 humano (NP_005382.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15120
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo