


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdlim1/Clp36 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Número de artículo: CM0003161



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PDLIM1/CLP36, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de adaptadores citoesqueletales, dinámica de fibras de estrés e investigación de migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDLIM1/CLP36 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9124
GeneID	9124
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de PDLIM1/CLP36 humano (O00151)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00151
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo