


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdlim4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50479

Número de artículo: CM0022657



Introducción

El pAb de conejo PDLIM4 (P50479) es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína de dominio PDZ y LIM 4, que suprime la activación de SRC y regula la reorganización del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDLIM4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIL; PDLIM4
Especie	Humano
GenelD (humano)	8572
GenelD	8572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-210 de PDLIM4 humano (NP_003678.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50479
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo