

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdlim5 Para Wb Y Elisa - Q96Hc4

Número de artículo: CM0030173



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PDLIM5 humano, adecuado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del desarrollo cardíaco, miocardiopatías y trastornos neuropsiquiátricos.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Especificación                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | PDLIM5 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)               | 10611                                                                                                                               |
| GeneID                        | 10611                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 317-596 de PDLIM5 humano (NP_006448.4) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS                         | Q96HC4                                                                                                                              |
| Peso molecular de la proteína | 64kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |