

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdlim5 Para Wb, Elisa - Q96Hc4

Número de artículo: CM0019234



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDLIM5 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano. PDLIM5 actúa como andamiaje de PKC en los discos Z cardíacos y modela las espinas dendríticas; está implicado en el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Ideal para investigación en cardiología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDLIM5 Rabbit pAb
Notas/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Especie	Humano
ID del gen	10611
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de PDLIM5 humano (NP_006448.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96HC4
Peso de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo