

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdp1 Para Wb - Q9P0J1

Número de artículo: CM0015703

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDP1 humana, una fosfatasa de piruvato deshidrogenasa mitocondrial. Apto para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Peso molecular predicho de 61 kDa. Ideal para investigación en metabolismo y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	54704
GeneID	54704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 72-260 de PDP1 humana (NP_060914.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P0J1
Peso Molecular	61kDa
Envío	Bolsa de hielo