

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J9

Número de artículo: CM0024591

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PDP2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del complejo piruvato deshidrogenasa mitocondrial y el inmunometabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57546
GeneID	57546
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-250 del PDP2 humano (NP_065837.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9P2J9
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo