

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdx1 Para Wb Y Elisa - P52945

Número de artículo: CM0014294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PDX1 validado para Western blot y ELISA, que reconoce PDX1 humano y de ratón (31 kDa). Ideal para la investigación de la diabetes y el desarrollo pancreático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
Especie	Humano
ID del gen	3651
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de PDX1 humano (NP_000200.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P52945
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo