

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdxdc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P996

Número de artículo: CM0019876

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PDXDC1 humano, una descarboxilasa dependiente de piridoxal. Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. 87 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDXDC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LP8165; PDXDC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23042
GeneID	23042
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 489-788 de PDXDC1 humano (NP_055842.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P996
Peso Molecular	87kDa
Envío	Bolsa de hielo