

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pdxk Para Wb, Elisa - 000764

Número de artículo: CM0007272



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-PDXK recombinante de conejo validado para WB y ELISA. Detecta PDXK humano (35 kDa, SWISS O00764). Ideal para investigación sobre el metabolismo de la vitamina B6 y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDXK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124, PDXK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8566
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-312 de PDXK humano (NP_003672.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00764
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo