

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdxk Para Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Número de artículo: CM0029155



Introducción

Anticuerpo anti-PDXK de conejo de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PDXK humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación del metabolismo de la vitamina B6, actividad quinasa y neuropatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDXK Conejo pAb
Observaciones/Alias	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Especie	Humano
ID del Gen	8566 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-312 de PDXK humano (NP_003672.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00764
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo