

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdpx Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd0

Número de artículo: CM0020146



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDXP (Chronophin) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PDXP humano, de ratón y de rata (32 kDa). Útil para estudiar el metabolismo de la vitamina B6, la señalización de la cofilina y el desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDXP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CIN; PLP; dj37E16.5; PDXP
Especie	Humano
ID del gen (humano)	57026
ID del gen	57026
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 hasta el extremo C-terminal de PDXP humano (NP_064711.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96GD0
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo