

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdzk1 Para Wb, Elisa - Q5T2W1

Número de artículo: CM0025579



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína andamiaje humana PDZK1 (NHERF3/CAP70), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio del transporte epitelial de iones y la regulación de proteínas de membrana. Ofrecido por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDZK1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CAP70; CLAMP; PDZD1; NHERF3; NHERF-3; PDZK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5174
GeneID	5174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de PDZK1 humano (NP_001188254.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q5T2W1
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo