


Anticuerpo Policlonal Anti-Pebp1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30086

Número de artículo: CM0016704



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PEBP1 para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Dirigido contra PEBP1 (RKIP) humano con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para investigación en señalización por quinasas y sistema nervioso central.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPpp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5037
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-187 de PEBP1 humano (NP_002558.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30086
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo