


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pebp1 Para Wb, Elisa - P30086

Número de artículo: CM0002649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PEBP1 humano (RKIP/HCNP). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización MAPK y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PEBP1
Observaciones/Alias	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5037
ID del Gen	5037
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PEBP1 humano (P30086).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30086
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo