

Anticuerpo Policlonal Anti-Pebp4 Para Wb Y Elisa - Q96S96

Número de artículo: CM0016739

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEBP4 humano (CORK1), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada de ratón. Ideal para la investigación de la señalización PI3K-AKT y proteínas secretadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PEBP4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	157310
GeneID	157310
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96S96
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo