

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pebp4 - Q9D9G2

Número de artículo: CM0021977

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEBP4 (proteína 4 de unión a fosfatidiletanolamina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la vía de señalización PI3K-AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEBP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PEBP-4; PEBP4
Especie	Ratón
GeneID (humano)	157310
GeneID	73523
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-242 de la PEBP4 de ratón (NP_082836.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9D9G2
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo