


Anticuerpo Policlonal Anti-Pedf/Serpinf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36955

Número de artículo: CM0019882



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEDF/SERPINF1 humano (P36955). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de angiogénesis y neurotrófica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEDF/SERPINF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5176
ID de Gen	5176
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 141-240 del PEDF/SERPINF1 humano (NP_002606.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P36955
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo